

porthales® Set 4000

Titanport mit Bakterienfilter und Spinalkatheter-Set



Abbildung

Port porthales® 4000

Produktspezifikation

- Bakterienfilter zur Meningitis-Prophylaxe
- großes Septum ermöglicht einfache und sichere Punktion
- Ultem®-Nadelstopp bietet zusätzliche Sicherheit vor Beschädigung des Septums

Portvolumen	0,45 ml	Höhe	12,3 mm
Membranfilter-Porengröße	0,22 µm	Basis	30 x 26,7 mm
Septum-Ø	11 mm		

Spinalkatheterset 4000

- 90°-Katheteranschluss kompatibel mit allen gängigen Infusionspumpen
- Tiefenmarkierung des Proximalkatheters
- Geschlossene Katheterspitze
- Medikamentenabgabe über eine 16 mm breite Perforation, Perforation beginnt 8,5 mm von der Spitze entfernt

Kathetersegment	AD [mm]	ID [mm]	Länge [mm]	Material
proximal	1,5	0,7	600	Radiopakes Silikon
distal	2,4	0,6	1000	Radiopakes Silikon

Set*	porthales® Set 4000	250 V 004 001 oWA
Einzelkomponente	Port porthales® 4000	250 V 000 004 oWA
	Spinalkatheterset 4000	277 V 000 001 oWA

Bestellnummer

* Inhalt porthales® Set 4000

1 Port porthales®, Patientenkarte, Gebrauchsanweisung, Patientenakten 3-fach; Einführbesteck mit 1 proximalem Spinalkatheter 16.8 G, 0.7 mm Lumen, 60 cm Länge; 1 Katheterkonnektor, 1 distales Kathetersegment 13 G, 0.6 mm Lumen, 100 cm Länge; 1 Touhy-Kanüle 14 G mit Mandrin, 1 Führungdraht, 80 cm; 1 Spritze Loss of Resistance 12 ml mit Schlauchanschluss, 1 Katheterfixierung, 2 Schutzbacken für Pinzette.



MEDICAL ELECTRONICS

A-7400 OBERWART, PANORAMAWEG 4

TEL. +43(0)335235213-11 WWW.MEDICAL.CO.AT